




Dentalmaterialien Praxis





Lösungen finden.



Liebe Partner, Kunden,
Freunde von DMG,

beim Durchsehen dieses Katalogs wird Ihnen auffallen, dass einiges neu ist. Damit meinen wir nicht nur Produktlösungen wie den innovativen Glasionomerzement DeltaFil oder Ecosite Elements, »The Modern Art of Composite«.

Wir möchten es Ihnen mit einem überarbeiteten Layout und einer kompakteren Struktur auch noch leichter machen, die passende DMG Lösung für Ihre dentale Aufgabe zu finden.

Zum ersten Mal verzichten wir außerdem auf die gedruckte Version und stellen Ihnen unser Portfolio digital optimiert vor. Zeitgemäß. Nachhaltig.

3D-Druck neu definiert

Ganzheitliche Lösungen für den digitalen Workflow in Praxis und Labor: Dieses Thema ist uns so wichtig, dass wir ihm eine eigene digitale Broschüre widmen. In diesem PDF und auf der neu gestalteten Website www.dentamile.de finden Sie das komplette DMG DentaMile Portfolio mit allen Komponenten für den dentalen 3D-Druck. Von der preisgekrönten Software über leistungsfähige Drucker und Nachbearbeitungseinheiten bis zum richtigen Material.

Cases, Videos, Seminare


Sie interessieren sich für Fallbeispiele aus der Praxis, Anwendervideos oder Fortbildungsveranstaltungen zu aktuellen Themen? Besuchen Sie uns online. Auf unserer Homepage www.dmg-dental.com. Und natürlich auch in den sozialen Medien, auf Facebook, Instagram und YouTube.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Mit den besten Grüßen

Dr. Wolfgang Mühlbauer
Geschäftsführer DMG

Susanne Stegen
Geschäftsführerin DMG



PRÄVENTION UND FRÜHE INTERVENTION

Prophylaxe

Flairesse Paste	6
Flairesse Gel/Foam	6
Flairesse Varnish	7
DMG MiniDam	7

Infiltration

Icon Proximal	8
Icon Vestibular	8

DIREKTE FÜLLUNGSTHERAPIE

Composite

Ecosite Elements	10
Ecosite Bulk Fill	11
Constic	11
EcuSphere Flow	12
EcuSphere Carat	12
EcuSphere Shape	13

Glasionomerzement

DeltaFil	13
----------	----

Unterfüllungsmaterial

Ionosit Baseline	14
------------------	----

Haftvermittler

LuxaBond Universal	14
LuxaBond Total Etch	15
Ecosite Bond	15
Contax	16

Stumpfaufbaumaterial

LuxaCore Z Dual	16
LuxaCore Z Post System	17

Wurzelstifte

LuxaPost	17
----------	----

Zubehör

DMG Etching Gel	18
Safetip Dispenser Pro	18
Safetip Dispenser	18

ABFORMUNG

Abformmaterial

Honigum Pro Light	20
Honigum Pro Mono	20
Honigum Pro Heavy	21
Honigum Pro Putty	21
Honigum Pro Scan	22
Honigum Light	22
Honigum Mono	23
Honigum Heavy	23
Honigum Putty	24
Silagum Light	24
Silagum Medium	25
Silagum Mono	25
Silagum Putty	26
Silagum Putty Soft	26
StatusBlue	27
LuxaForm	27

Retraktionsmittel

DMG Retraction Paste	28
----------------------	----

Bissregistriermaterial


LuxaBite	28
O-Bite Scan	29
O-Bite	29

Unterfütterungsmaterial

Silagum Comfort	30
LuxaPick-up	30

Mischgerät

MixStar eMotion	31
DMG Tray Adhesive	31



TEMPORÄRE PROTHETIK

Provisorien		Provisorische Reparatur		Provisorische Befestigung	
Luxatemp Star	33	LuxaFlow Star	35	TempoCem ID	36
Luxatemp Fluorescence	33			TempoCem NE	37
Luxatemp Plus	34	Oberflächenversiegelung		TempoCem	37
Luxatemp Solar	34	Luxatemp Glaze & Bond	35		

PERMANENTE PROTHETIK

Langzeitstabile Hochleistungsprovisorien		Befestigungszemente	
LuxaCrown	39	PermaCem Universal	40
		PermaCem 2.0	40
		PermaCem Dual	41
		PermaCem	41
		Vitique	42
		Vitique Silane	42

TABELLEN UND ÜBERSICHTEN

Prävention und Infiltration Welches Material wofür?	44	Prothetische Versorgung: temporär und semi-permanent Welches Material wofür?	47	Automix Dispenser	53
Direkte Versorgung: Restaurative Welches Material wofür?	45	Zemente: temporär und permanent Welches Material wofür?	48	Automix Tips	53
Direkte Versorgung: Haftvermittler Welches Material wofür?	46	Abformung Welches Material wofür?	50	MixStar Tips	54
		Technische Daten Honigum Pro	51	Applikationstips Für Spritzen und Smartmix	55
		Technische Daten Honigum	52	DMG Symbole für Darreichungsformen Stichwortverzeichnis	56

Prävention und frühe Intervention

Prophylaxe

Infiltration





Flairesse Paste



Zahnreinigungs- und Polierpaste zur professionellen Zahnreinigung (PZR) und Politur der Zahnoberflächen im Rahmen einer Prophylaxebehandlung.

Anwendungsgebiete: Entfernung oberflächlicher weicher und harter Zahnbeläge, Entfernung extrinsischer Verfärbungen der Zahnhartsubstanzen

Produktvorteile

- Optimaler Reinigungs- und Poliereffekt
- Spritzt nicht
- 3 Abrasionsgrade
- Mit Xylit und Fluorid (12.300 ppm)
- 2 frische Geschmacksrichtungen:
Minze und Melone



Packung

200 Single-use unit à 1,8 g, 1 Haltering	
Minze fein	REF 220414
Minze medium	REF 220415
Minze grob	REF 220416
1 Tube à 75 ml	
Minze fein	REF 220417
Minze medium	REF 220418
Minze grob	REF 220419
Melone fein	REF 220423
Melone medium	REF 220424
Melone grob	REF 220425

Flairesse Gel/Foam



Prophylaxegel und -schaum zur abschließenden Behandlung im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung (PZR) und zur Integration in einen individuellen Prophylaxeplan.

Anwendungsgebiete Gel: Förderung der Remineralisation des Zahnschmelzes nach professioneller Zahnreinigung, Remineralisation von Initialkaries. Zur abschließenden Behandlung im Rahmen einer professionellen Zahnreinigung (PZR) und zur Integration in einen individuellen Prophylaxeplan.

Anwendungsgebiet Schaum: Förderung der Remineralisation des Zahnschmelzes nach professioneller Zahnreinigung

Produktvorteile

- Wehrt Säureangriffe ab
- Mit Xylit und Fluorid (12.300 ppm)
- Tropft nicht
- Kurze Einwirkzeit: nur 1 Minute
- Zur Anwendung im Tray geeignet
- 3 frische Geschmacksrichtungen:
Erdbeere, Minze und Melone



Packung

1 Flasche à 480 ml Gel	
Minze	REF 220411
Melone	REF 220412
Erdbeere	REF 220413
1 Dose à 125 g Foam	
Minze	REF 220408
Melone	REF 220409
Erdbeere	REF 220410



Flairesse Varnish



Feuchtigkeits- und speicheltoleranter Prophylaxelack

Anwendungsgebiete: Behandlung von hypersensiblen Zähnen, Versiegelung von überempfindlichen Zahnhälsen und freiliegendem Wurzeldentin, Schutzlack zur Kariesprävention, Remineralisation von Initialkaries

Produktvorteile

- Desensibilisiert zuverlässig
- Mit Xylit und Fluorid (22.600 ppm)
- Auf den Zähnen nicht sichtbar
- Einfach in der Anwendung
- 2 frische Geschmacksrichtungen: Minze und Melone



Packung

35 Single-use unit à 0,4 g, 35 Pinsel
Minze
Melone

REF 220404
REF 220405

DMG MiniDam



Gingivaschutz aus Silikon

Anwendungsgebiet: Silikonschutz zur relativen Trockenlegung des Approximalbereichs zwischen zwei Zähnen und dem Schutz der Gingiva vor Dentalmaterialien

Produktvorteile

- Zuverlässiger lokaler Schutz des Approximalbereichs
- Schnell und einfach
- Komfortabel für den Patienten
- Sicherer Halt ohne Klammern
- Latexfrei
- Erleichtert die Infiltrationsbehandlung

Packung

20 Stück

REF 220381



Icon Proximal



Kariesinfiltrant zur mikroinvasiven Behandlung von Läsionen im Approximalbereich

Anwendungsgebiet: Mikroinvasive Behandlung von früher, nicht-kavittierter Karies (röntgenologische Läsionstiefe bis ins äußere Dentindrittel) im approximalen Bereich

Produktvorteile

- Frühzeitiges Stoppen von approximaler Initialkaries, ohne Bohren
- Behandlung schwer erreichbarer approximaler Läsionen
- Kein unnötiger Verlust gesunder Zahnschicht
- Verlängerte Lebenserwartung des Zahns



Starter Pack

- 2 Behandlungseinheiten mit jeweils:
 - 1 Spritze à 0,30 ml Icon Etch
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Dry
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Infiltrant
 - 6 Approximal Tips
 - 1 Luer-Lock Tip
 - 4 Separationskeile
- REF 220341

Vorteilspackung

- 7 Behandlungseinheiten mit jeweils:
 - 1 Spritze à 0,30 ml Icon Etch
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Dry
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Infiltrant
 - 6 Approximal Tips
 - 1 Luer-Lock Tip
 - 4 Separationskeile
- REF 220237

Icon Vestibular



Infiltrant zur ästhetischen Behandlung von Läsionen im Glattflächenbereich

Anwendungsgebiete: Mikroinvasive Behandlung von nicht-kavitierten kariösen Schmelzläsionen, ästhetische Behandlung von mild bis moderat ausgeprägter Fluorose mit intakter Oberfläche, ästhetische Behandlung von idiopathisch oder traumatisch bedingten Spots

Produktvorteile

- Ästhetische Behandlung von White Spots
- Wiederherstellung der authentischen Zahnfarbe
- Erhalt gesunder Zahnschicht
- Sanfte, schmerzfreie Methode
- Behandlung in nur einer Sitzung



Starter Pack

- 2 Behandlungseinheiten mit jeweils:
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Etch
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Dry
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Infiltrant
 - 6 Vestibular Tips
 - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220343

Vorteilspackung

- 7 Behandlungseinheiten mit jeweils:
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Etch
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Dry
 - 1 Spritze à 0,45 ml Icon Infiltrant
 - 6 Vestibular Tips
 - 1 Luer-Lock Tip
- REF 220238

Nachfüllpackung

- 3 Spritzen à 0,45 ml Icon Etch
 - 15 Vestibular Tips
- REF 220384





Direkte Füllungstherapie

Composite

Glasionomerkement

Unterfüllungsmaterial

Haftvermittler

Stumpfaufbaumaterial

Wurzelstifte

Zubehör





Ecosite Elements



Nano-Hybrid-Composite System mit einzigartigem Handling und innovativem Farbsystem für den universellen Einsatz im Front- und Seitenzahnbereich
 Anwendungsgebiete: Verlust von Zahnhartsubstanz bei Karies, Frakturen, Zahnabnutzung oder Entwicklungsstörungen; Diastema, Zahnverfärbung oder leichte Fehlstellung der Frontzähne; Zahn- oder Parodontalerkrankungen, z. B. Trauma und Parodontitis, die eine Schienung der betroffenen Zähne erfordern; Primär- und Sekundärprävention von Karies

Produktvorteile:

- Innovatives und modulares Farbkonzept
- Außergewöhnliches Handling dank NC1 Technologie
- Optimale Konsistenz für einfaches und schnelles Modellieren
- Sichere Adaptation an die Kavitätenwände dank Push-and-Flow-Effekt
- Schnelle Hochglanzpolitur für glänzende Ergebnisse



Starter Pack

80 Safetips à 0,25 g (je 16 x) Ecosite Elements Pure Farben: B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220804
5 Spritzen à 4 g Ecosite Elements Pure Farben: B1, A2, A3, A3.5, A4	REF 220800
64 Safetips à 0,25 g (je 16 x), Ecosite Elements Layer Farben: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220806
4 Spritzen à 4 g, Ecosite Elements Layer Farben: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	REF 220802
4 Spritzen à 2 g, Ecosite Elements Highlight Farben: Incisal, Opaque A2, White, Brown	REF 220803

Vorteilspackung – Bundle S

128 Safetips à 0,25 g Ecosite Elements Pure Farben: A2, A3, A3.5 (je 32 x), B1, A4 (je 16 x)	
64 Safetips à 0,25 g Ecosite Elements Layer (je 16 x) Farben: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	
1 Shade Guide Layer	
1 Ecosite Elements Schubladeneinsatz	REF 111263
6 Spritzen à 4 g Ecosite Elements Pure (je 2 x) Farben: A2, A3, A3.5	
4 Spritzen à 4 g Ecosite Elements Pure (je 2 x) Farben: B1, A4	
4 Spritzen à 4 g Ecosite Elements Layer Farben: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	
1 Shade Guide Layer	
1 Ecosite Elements Schubladeneinsatz	REF 111262

Vorteilspackung – Bundle XL

64 Safetips à 0,25 g Ecosite Elements Layer (je 16 x) Farben: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	
80 Safetips à 0,25 g Ecosite Elements Pure (je 16 x) Farben: B1, A2, A3, A3.5, A4	
1 Shade Guide Layer	REF 111261

5 Spritzen à 4 g Ecosite Elements Pure Farben: B1, A2, A3, A3.5, A4	
4 Spritzen à 4 g Ecosite Elements Layer Farben: Enamel Bleach, Enamel Light, Enamel Medium, Enamel Dark	
1 Shade Guide Layer	REF 111260

Nachfüllpackung

16 Safetips à 0,25 g	
Ecosite Elements Pure, Farbe B1	REF 220820
Ecosite Elements Pure, Farbe A2	REF 220821
Ecosite Elements Pure, Farbe A3	REF 220822
Ecosite Elements Pure, Farbe A3.5	REF 220823
Ecosite Elements Pure, Farbe A4	REF 220824
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Bleach	REF 220825
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Light	REF 220826
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Medium	REF 220827
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Dark	REF 220828
1 Spritze à 4 g	
Ecosite Elements Pure, Farbe B1	REF 220807
Ecosite Elements Pure, Farbe A2	REF 220808
Ecosite Elements Pure, Farbe A3	REF 220809
Ecosite Elements Pure, Farbe A3.5	REF 220810
Ecosite Elements Pure, Farbe A4	REF 220811
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Bleach	REF 220812
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Light	REF 220813
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Medium	REF 220814
Ecosite Elements Layer, Farbe Enamel Dark	REF 220815
Ecosite Elements Highlight, Farbe Incisal	REF 220816
Ecosite Elements Highlight, Farbe Opaque A2	REF 220817
Ecosite Elements Highlight, Farbe White	REF 220818
Ecosite Elements Highlight, Farbe Brown	REF 220819

Zubehör

1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829
50 Luer-Lock Tips Silver	REF 220830
1 Ecosite Elements Shade Guide Pure	REF 220832
1 Ecosite Elements Shade Guide Layer	REF 220833
1 Ecosite Elements Schubladeneinsatz	REF 220834



Ecosite Bulk Fill



Stopfbares Nano-Hybrid-Composite

Anwendungsgebiete: Füllungen im Seitenzahnbereich (Klassen I und II einschließlich Ersatz einzelner Höcker), Füllungen der Klasse V (Zahnkaries, Wurzelerosionen, keilförmige Defekte), Stumpfaufbau, Milchzahnfüllungen, erweiterte Fissurenversiegelung an Molaren und Prämolaren

Produktvorteile

- In einer Schicht applizierbar, ohne zusätzliche Deckschicht
- Sichere Durchhärtung bis 5 mm
- Niedrige Schrumpfspannungswerte
- Einfaches Modellieren
- Präzise Kontaktpunktgestaltung
- Hervorragende mechanische Eigenschaften dank spezieller Füllertechnologie
- Exzellente Polierbarkeit



Packung

16 Safetips à 0,25 g	
Farbe Light	REF 220755
Farbe Universal	REF 220756
Farbe Contrast	REF 220757
1 Spritze à 4 g	
Farbe Light	REF 220752
Farbe Universal	REF 220753
Farbe Contrast	REF 220754

Zubehör

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

Constic



3-in-1 Flow Composite: Ätzen, Bonden und Füllen in einem Schritt

Anwendungsgebiete: Kleine Restaurationen der Klasse I und III, Restaurationen der Klasse V, Fissurenversiegelungen, erweiterte Fissurenversiegelungen, Unterfüllungen bei Klasse-I- bis -II-Restaurationen, Ausblocken und Auffüllen von Unterschnitten in Kavitäten, kleine okklusale Milchzahnkavitäten

Produktvorteile

- Selbstätzend und selbstadhäsiv
- Schneller, einfacher und effizienter Behandlungsablauf
- Röntgenopazität und zahnähnliche Fluoreszenz
- Vermeidung postoperativer Sensibilitäten
- Minimierung potenzieller Fehlerquellen



Packung

2 Spritzen à 2 g, 1 Pinselhalter	
20 Clip-on Brushes, 20 Luer-Lock Tips Silver	
Farbe A1	REF 220700
Farbe A2	REF 220701
Farbe A3	REF 220702
Farbe A3.5	REF 220703
Farbe B1	REF 220704
Farbe Opaque White	REF 220705

Zubehör

20 Clip-on Brushes	
20 Luer-Lock Tips Silver	REF 220712



EcuSphere Flow



Lichthärtendes, fließfähiges Universalcomposite

Anwendungsgebiete: Kleine Restaurationen der Kavitätenklassen I, III, IV, V, Milchzahnkavitäten, minimalinvasive Füllungen, Unterfüllungen, erweiterte Fissurenversiegelung, Ausblocken und Auffüllen von Kavitätenunterschnitten, Reparaturen von Composite-Restaurationen

Produktvorteile

- Niedrigviskos: fließend während und standfest nach der Applikation
- Direkte Applikation
- Sehr gute Polierbarkeit
- Natürliche Fluoreszenz
- Effektfarbe Opaque White zur Individualisierung

Besonderheit

Single und multi shade einsetzbar, ideal kombinierbar mit allen EcuSphere Produkten



Packung

2 Spritzen à 1,5 g, 10 Luer-Lock Tips	
Farbe A1	REF 220315
Farbe A2	REF 220314
Farbe A3	REF 220313
Farbe A3.5	REF 220312

Zubehör

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
1 Mischblock, 62 x 62 mm	REF 212988

EcuSphere Carat



Lichthärtendes, stopfbares Seitenzahncomposite

Anwendungsgebiete: Restaurationen aller Kavitätenklassen, speziell Klassen I und II; Herstellung von direkten Inlays und Onlays

Produktvorteile

- Hochviskos: gut stopfbar
- Exzellentes Handling
- Kein Kleben am Instrument
- Gute Kavitätenadaption
- Hohe Standfestigkeit
- Natürliche Fluoreszenz

Besonderheit

Besonders gut geeignet für die posteriore Anwendung



Packung

20 Safetips à 0,3 g	
Farbe A1	REF 220323
Farbe A2	REF 220271
Farbe A3	REF 220322
Farbe A3.5	REF 220270
1 Spritze à 3 g	
Farbe A1	REF 220287
Farbe A2	REF 220267
Farbe A3	REF 220285
Farbe A3.5	REF 220266

Zubehör

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829



EcuSphere Shape



Lichthärtendes Universalcomposite

Anwendungsgebiete: Restaurationen aller Kavitätenklassen im Front- und Seitenzahnbereich

Produktvorteile

- Mittelviskos: gut modellierbar
- Große Farbvielfalt
- Ausgezeichnete Modellierbarkeit
- Ein- und Mehrfarbschichttechnik
- Natürliche Fluoreszenz
- Hochglanzpolierbar



Packung

20 Safetips à 0,3 g	
Farbe A1	REF 220327
Farbe A2	REF 220309
Farbe A3	REF 220307
Farbe A3.5	REF 220298
Farbe A4	REF 220346
Farbe B1	REF 220328
1 Spritze à 3 g	
Farbe A1	REF 220334
Farbe A2	REF 220308
Farbe A3	REF 220299
Farbe A3.5	REF 220297
Farbe A4	REF 220347
Farbe B1	REF 220335

Zubehör

1 Safetip Dispenser	REF 213122
1 Safetip Dispenser Pro	REF 220829

DeltaFil



Glasionomerzement

Anwendungsgebiete: Klasse I, II, III und V Restaurationen von Milchzähnen, nicht-kaulasttragende Klasse I und II Restaurationen; Sandwich-Technik, Klasse V Restaurationen; Sandwich-Technik, temporäre Klasse I, II, III und V Restaurationen, erweiterte Fissurenversiegelung, Base und Liner, Stumpfaufbau

Produktvorteile

- Erhöhte Biegefestigkeit und Bruchzähigkeit dank patentierter Mizellentechnologie
- Optimierte Ästhetik
- Natürlicher Oberflächenglanz ohne Schutzlack
- Erweiterte Indikation: Temporäre Klasse III
- Einfache Handhabung, keine Trockenlegung nötig
- Fluoridfreisetzung
- Selbsthaftend
- Ausgezeichnete Biokompatibilität
- Schutz vor Karies, vermindertes Risiko postoperativer Sensitivitäten



Packung

50 Applicaps à 370 mg Pulver, 75 mg Flüssigkeit (0,07 ml)	
Farbe A1	REF 520000
Farbe A2	REF 520001
Farbe A3	REF 520002
Farbe A3.5	REF 520003
Farbe A4	REF 520004

Zubehör

1 Applicap Dispenser	REF 509344
1 Flasche à 7,7 ml (8 g) DeltaFil Conditioner	REF 520020



Ionosit Baseline



Lichthärtendes Unterfüllungsmaterial für eine Verbesserung der Langlebigkeit von Restaurationen

Anwendungsgebiete: Unterfüllungsmaterial für Composite-, Amalgam- und Keramikrestaurationen, Ausblocken von Unterschnitten

Produktvorteile

- Spaltfreie Restaurationen
- Ausgleich des Polymerisationsschrumpfes
- Permanente Fluoridfreisetzung
- Antibakteriell (durch Zinkgehalt)
- Kein lästiges Anmischen
- Schützt die Pulpa
- Versiegelung der Dentintubuli
- Vermeidung postoperativer Sensibilitäten
- Röntgenopak

Besonderheit

Ebenfalls in der Saferinge erhältlich, für eine noch einfachere und schnellere Handhabung



Packung

3 Saferinges à 0,33 g	REF 220091
2 Spritzen à 1,5 g	REF 213002

Vorteilspackung

20 Saferinges à 0,33 g	REF 209538
6 Spritzen à 1,5 g	REF 213001

Zubehör

60 Luer-Lock Tips Black	REF 211477
-------------------------	------------

LuxaBond Universal



Dualhärtendes Zwei-Flaschen Universal-Adhäsivsystem, für herausragende Haftwerte unabhängig vom Ätzprotokoll bei direkten und indirekten Restaurationen. Auch als Primer für indirekte Restaurationen anwendbar

Anwendungsgebiete:

Als Adhäsiv: für direkte Füllungen aus lichthärtenden Compositen u. Compomeren, lichthärtende Fissurenversiegelungsmaterialien, Stumpfaufbaumaterialien (licht-, selbst-, dualhärtend), Zementierung von indirekten Restaurationen u. Wurzelstiften mit Befestigungszementen auf Composite-Basis (licht-, selbst-, dualhärtend), Zementierung von Veneers mit Befestigungscompositen mit der Schmelzätztechnik

Als Primer: für indirekte Restaurationen aus Metall (Edelmetall, Nichtedelmetall), Zirkon/Aluminiumoxid, Silikatkeramik, Composite

Produktvorteile

- Wirkliche Universalität in jeder Hinsicht
- Starke Haftung
- Minimierung von Fehlerquellen
- Durch Studie belegter klinischer Einsatz mit herausragender Haftkraft bei allen gängigen CAD/CAM Materialien sowie in der Verwendung mit LuxaCore Z im Wurzelkanal und bei Stumpfaufbauten

Perfekter Partner für beste Haftung: PermaCem Universal (Seite 40), LuxaCore Z Dual (Seite 16)



Packung

1 Flasche à 5 ml Bond A	
1 Flasche à 4,5 ml Bond B	
25 Single-use Brushes White	
25 Endo Brushes	
1 Mischpalette	REF 213379

Zubehör

25 Single-use Brushes White	REF 109320
25 Endo Brushes Black	REF 212386



LuxaBond Total Etch



Dualhärtendes Adhäsivsystem für alle direkten und indirekten Techniken

Anwendungsgebiete: Dualhärtender Haftvermittler in Verbindung mit der Total-Etch-Technik auf Schmelz und Dentin, für alle direkten und indirekten Techniken wie die anspruchsvolle adhäsive Zementierung von Wurzelstiften und Stumpfaufbauten sowie Inlays, Onlays, Kronen und Brücken

Produktvorteile

- Selbsthärtend: Aushärtung auch ohne Licht
- Kein frühzeitiges Aushärten von »Bonding-Pfützen«
- Pre-bond für eine schnelle Aushärtung der Bondmischung im Dentin: überlegene Haftwerte, längere Verarbeitungszeit der Bondmischung
- Enthält kein Aceton

Besonderheit

Ideal als Partner von LuxaCore Z Dual (Seite 16), PermaCem (Seite 41), PermaCem Dual (Seite 41)



Starter Pack

- 1 Flasche à 5 ml Pre-bond
 - 1 Flasche à 5 ml Bond A
 - 1 Flasche à 5 ml Bond B
 - 1 Spritze à 2 ml DMG Etching Gel
 - 25 Endo Brushes Red
 - 25 Endo Brushes Black
 - 3 Luer-Lock Tips White
 - 1 Mischpalette
- REF 212384

Nachfüllpackung

- 1 Flasche à 5 ml Pre-bond
- REF 212389

Zubehör

- 25 Endo Brushes Red
 - 25 Endo Brushes Black
 - 50 Luer-Lock Tips White
- REF 212385
REF 212386
REF 109942



Ecosite Bond



Lichthärtendes »Self-Etch«-Adhäsiv

Anwendungsgebiet: Haftvermittler für direkte Restaurationen aller Kavitätenklassen mit lichthärtenden Compositen, Compomeren und Ormoceren

Produktvorteile

- Freie Wahl beim Ätzmodus: Self-Etch, Total-Etch, Selective-Etch
- In jeder Situation sehr gute Haftwerte
- Ideal als Partner von Ecosite Elements und Ecosite Bulk Fill



Packung

- 1 Flasche à 5 ml Ecosite Bond
 - 25 Single-use Brushes White
- REF 220758

Zubehör:

- 25 Single-use Brushes White
- REF 109320



Contax



Selbstätzendes und selbstkonditionierendes Adhäsivsystem

Anwendungsgebiet: Lichthärtendes Bonding zur Haftvermittlung von lichthärtenden Restaurativmaterialien auf Dentin und Schmelz

Produktvorteile

- Kein separater Ätzschritt
- Primern und Bonden in zwei Schritten
- Sichere, langlebige Haftung durch separaten Primer
- Verlässliche Demineralisierungstiefe
- Wasserbasierter Primer, damit techniktolerant
- Keine postoperativen Sensibilitäten



Starter Pack

- 1 Flasche à 5 ml Contax Primer
- 1 Flasche à 5 ml Contax Bond
- 25 Single-use Brushes White
- 25 Single-use Brushes Red
- 1 Mischpalette

REF 220263

Contax mit Activator zur Anmischung mit Contax Bond

Anwendungsgebiet: Für alle selbst- und dualhärtenden Restaurativmaterialien geeignet

Besonderheit

Contax muss auch in Verbindung mit dem Activator immer mit Licht ausgehärtet werden



Starter Pack + Activator

- 1 Flasche à 5 ml Primer
- 1 Flasche à 5 ml Bond
- 1 Flasche à 5 ml Activator
- 25 Single-use Brushes White
- 25 Single-use Brushes Red
- 1 Mischpalette

REF 220282

Nachfüllpackung

- 1 Flasche à 5 ml Contax Primer
- 1 Flasche à 5 ml Contax Bond
- 1 Flasche à 5 ml Contax Activator

REF 220281

REF 220284

REF 220283

Zubehör

- 25 Single-use Brushes White

REF 109320

LuxaCore Z Dual



Dualhärtendes Material für Wurzelstiftzementierung und Stumpfaufbau

Anwendungsgebiete: Stumpfaufbau, Befestigung von Wurzelstiften

Produktvorteile

- Dentingleiche Beschleifbarkeit: riefenfreie Präparation
- Besonders hohe Druckfestigkeit: gute Stabilität unter der Krone
- Exzellente Fließigenschaften: optimale Anpassung
- Zuverlässige Durchhärtung: keine Schichttechnik nötig
- Aushärtungszeitpunkt selbst bestimmbar
- Sofort hohe Endhärte
- Direkte Applikation mit Intraoral- und Endo Tips: speziell für Wurzelkanäle
- Dualhärtung: flexibles Arbeiten
- Drei Farben zur Auswahl:
 - Blue: Kontrast zur Zahnschubstanz
 - A3: ästhetische Lösung unter Vollkeramiken
 - Opaque Light: vereint beide Eigenschaften



Packung

- 2 Smartmix Syringes à 9 g
 - 10 Smartmix Tips Combi, 10 Smartmix Tips Endo
 - Farbe Opaque Light REF 213336
 - Farbe A3 REF 213334
 - Farbe Blue REF 213335
- 1 Kartusche à 48 g, 30 Automix Tips Yellow 1:1
 - 20 Intraoral Tips Yellow, 10 Endo Tips Yellow
 - Farbe Opaque Light REF 213332
 - Farbe A3 REF 213330
 - Farbe Blue REF 213331

Zubehör

- 1 Automix Dispenser Type 25 1:1 REF 110253
- 50 Automix Tips Yellow 1:1 REF 909200
- 20 Automix Tips Endo L REF 110963
- 50 Intraoral Tips Yellow REF 909201
- 50 Endo Tips Yellow REF 212280
- 50 Smartmix Tips Combi REF 212042
- 50 Smartmix Tips Endo REF 212041
- 20 Smartmix Tips Endo L REF 213083



LuxaCore Z Post System



Systempackung für die post-endodontische Versorgung

Anwendungsgebiete LuxaCore Z Dual: Stumpfaufbau/ Befestigung von Wurzelstiften.

Anwendungsgebiete LuxaPost: Wurzelstift zur Schaffung zuverlässiger Retention für Stumpfaufbauten bei unzureichender koronaler Zahnhartsubstanz.

Anwendungsgebiete LuxaBond Total Etch: Dualhärtender Haftvermittler (Total-Etch) für Schmelz und Dentin

Produktvorteile

- 3 Top-Produkte zur post-endodontischen Versorgung in einer Packung
- Zusätzlich: CD mit Anwendungsvideo
- Praktische, übersichtliche Anordnung in der Packung



Systempackung

LuxaPost

- 5 Stifte ø 1,25 mm
- 1 Bohrer ø 1,25 mm

LuxaBond Total Etch

- 1 Flasche à 5 ml Pre-bond
- 1 Flasche à 5 ml Bond A
- 1 Flasche à 5 ml Bond B

DMG Etching Gel

- 1 Spritze à 2 ml DMG Etching Gel
- 25 Endo Brushes Red
- 25 Endo Brushes Black
- 3 Luer-Lock Tips
- 1 Mischpalette

LuxaCore Z Dual

- 1 Smartmix Syringe à 9 g, Farbe A3
- 10 Smartmix Tips
- 10 Endo Tips

REF 110862

LuxaPost



Glasfaserverstärkter, vorsilanisierter Composite-Wurzelstift mit dentinähnlichem Biegemodul

Anwendungsgebiet: Schaffung einer zuverlässigen Retention des Stumpfaufbaus bei unzureichender koronaler Zahnhartsubstanz

Produktvorteile

- Perfekte Kombination mit LuxaCore Z: Monoblock
- Dentinähnliches Biegemodul: verringertes Wurzelfrakturrisiko
- Röntgenopak
- Vorsilanisiert
- Substanzschonend dank konischer Form
- Ein schneidkräftiger Bohrer pro Größe: kein Vorbohrer notwendig
- Hohe Ästhetik



Starter Pack

- 5 Stifte ø 1,25 mm Black
- 5 Stifte ø 1,375 mm Purple
- 5 Stifte ø 1,5 mm Green
- 1 Bohrer ø 1,25 mm
- 1 Bohrer ø 1,375 mm
- 1 Bohrer ø 1,5 mm
- 30 Tiefenmarkierer
- 1 Messkarte

REF 110780

Nachfüllpackung

- 5 Stifte ø 1,25 mm Black
- 5 Stifte ø 1,375 mm Purple
- 5 Stifte ø 1,5 mm Green
- 5 Stifte ø 1,75 mm Red
- 1 Bohrer ø 1,25 mm
- 1 Bohrer ø 1,375 mm
- 1 Bohrer ø 1,5 mm
- 1 Bohrer ø 1,75 mm

REF 110781
 REF 110782
 REF 110783
 REF 110961
 REF 110734
 REF 110735
 REF 110736
 REF 110962



DMG Etching Gel



Universelles Phosphorsäuregel
Anwendungsgebiet: Schmelz- und Dentinätzung

Produktvorteile

- 37%iges Phosphorsäuregel
- Deutlicher Kontrast zur Zahnschubstanz durch die blaue Einfärbung
- Sicheres Konditionierungsergebnis
- Optimal eingestellte Viskosität
- Perfekte Dosierung und punktgenaue Applikation



Packung

2 Spritzen à 2 ml
6 Luer-Lock Tips White REF 212873

Zubehör

50 Luer-Lock Tips White REF 109942

Safetip Dispenser Pro



Hochwertiger Dispenser zur ergonomischen, direkten Applikation mit allen handelsüblichen Composite-Tips

Produktvorteile

- Leichtes Ausbringen dank paralleler Griffe
- Zielgenaues Applizieren durch geradlinige Bewegung
- Ergonomisches Arbeiten auch für kleine Hände
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung
- Sicheres Einsetzen der Safetips durch Metallverriegelung
- Hygienische Anwendung
- Autoklavierbar

Besonderheit

Folgende Produkte können mit dem Safetip Dispenser verwendet werden:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



Packung

1 Safetip Dispenser Pro REF 220829

Safetip Dispenser



Dispenser zur direkten Applikation aller handelsüblichen Composite-Tips

Produktvorteile

- Sicheres Einsetzen der Safetips
- Direkte Applikation
- Hygienische Anwendung
- Autoklavierbar
- Ergonomische Handhabung

Besonderheit

Folgende Produkte können mit dem Safetip Dispenser verwendet werden:

- Ecosite Elements
- Ecosite Bulk Fill
- EcuSphere Carat
- EcuSphere Shape
- DMG Retraction Paste



Packung

1 Safetip Dispenser REF 213122

Abformung

Abformmaterial

Retraktionsmittel

Bissregistriermaterial

Unterfütterungsmaterial

Mischgerät





Honigum Pro Light



Hochpräzises Korrekturabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

Produktvorteile

- Intelligente Fließeigenschaften und außergewöhnliche Standfestigkeit
- Gute Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details
- Extrem hohe Reißzähigkeit
- Gut lesbarer Farbkontrast



Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
10 Automix Tips Yellow 1:1	
10 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Light	REF 929831
Honigum Pro Light Fast	REF 929832

Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	
40 Automix Tips Yellow 1:1	
40 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Light	REF 929835
Honigum Pro Light Fast	REF 929836

Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

Honigum Pro Mono



Monophasen-Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay-, Onlay- und Funktionsabformungen sowie Druckstellenermittlung und Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

Produktvorteile

- Präzision in nur einem Schritt
- Leichte und sichere Entnahme
- Gute Hydrophilie und überlegenes Anfließverhalten
- Zeichnungsscharfe Darstellung der Präparationsgrenze
- Sehr hohe Reißfestigkeit



Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Mono	REF 929568
Honigum Pro Mono Fast	REF 929978

2 Kartuschen à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Mono	REF 929830
Honigum Pro Mono Fast	REF 929976

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Mono	REF 929569
Honigum Pro Mono Fast	REF 929979

8 Kartuschen à 50 ml	
16 Automix Tips Green 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Pro Mono	REF 929834
Honigum Pro Mono Fast	REF 929977

Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394



Honigum Pro Heavy



Vorabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

Produktvorteile

- Hohe finale Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität



Packung

1 Kartusche à 380 ml, 10 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Heavy	REF 929537
Honigum Pro Heavy Fast	REF 929638
2 Kartuschen à 50 ml, 4 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Pro Heavy	REF 929766
Honigum Pro Heavy Fast	REF 929838

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml, 50 MixStar Tips Blue	
Honigum Pro Heavy	REF 929538
Honigum Pro Heavy Fast	REF 929637
8 Kartuschen à 50 ml, 16 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Pro Heavy	REF 929837
Honigum Pro Heavy Fast	REF 929838

Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

Honigum Pro Putty



Präzisions-Abformmaterial in Putty-Konsistenz auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

Produktvorteile

- Hervorragendes Rückstellvermögen
- Sehr gute Dimensionsstabilität
- Von Hand formbar oder echte Putty-Konsistenz aus der DMG MixStar-Kartusche
- Sehr gute Reißfestigkeit



Packung

1 Kartusche à 380 ml, 10 MixStar Tips Blue	REF 929374
2 Dosen à 450 ml	
Honigum Pro Putty Soft	REF 929364
Honigum Pro Putty Soft Fast	REF 929365
Honigum Pro Putty Rigid Fast	REF 929366

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	REF 929375
8 Dosen à 450 ml	
Honigum Pro Putty Soft	REF 929369
Honigum Pro Putty Soft Fast	REF 929370
Honigum Pro Putty Rigid Fast	REF 929371

Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394



Honigum Pro Scan



Scanbares Abformmaterial auf Basis von A-Silikon
 Anwendungsgebiete: Abformungen aller Art, z. B. Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate), Fixierung von Abformpfosten und Transferkappchen

Produktvorteile

- Scanbar: sämtliche Honigum Pro Vorteile auch für den digitalen Workflow
- Kostengünstig, einfach, exakt – ohne Anschaffung kostenintensiver Technik
- Sichere Wiedergabe auch von Bereichen, die für ein Intraoral-System schwer erfassbar sind
- Im Labor gescannte Abformungen sind digital gespeichert, die Daten jederzeit reproduzierbar
- Einfacher Versand der Daten – weltweit
- Leichte Handhabung, keine Vorbehandlung mit Puder oder Spray
- Fehlerquellen der konventionellen Modellherstellung werden ausgeschaltet
- Keine aufwendige Sägemodellherstellung nötig
- Keine Irritationen durch minimale Kopf- oder Zungenbewegungen des Patienten wie beim Intraoralscan
- Hoher Patientenkomfort: kein langes Stillhalten nötig



Packung

Honigum Pro Scan Heavy	
1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 929981
2 Kartuschen à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	REF 929983
Honigum Pro Scan Light	
2 Kartuschen à 50 ml	
10 Automix Tips Yellow 1:1	
10 Intraoral Tips Yellow	REF 929984

Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

Honigum Light



Korrekturabformmaterial auf Basis von A-Silikon
 Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

Produktvorteile

- Hervorragende Fließfähigkeit
- Außergewöhnliche Standfestigkeit
- Ausgewogene Hydrophilie
- Aufzeichnung feinsten Details



Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1, 12 Intraoral Tips	
Honigum Light	REF 909831
Honigum Light Fast	REF 909832

Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	
50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Honigum Light	REF 909835
Honigum Light Fast	REF 909836

Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201



Honigum Mono



Monophasen-Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay-, Onlay- und Funktionsabformungen sowie Druckstellenermittlung und Überabformungen aller Art

Produktvorteile

- Präzision in nur einem Schritt
- Sichere Darstellung der Präparationsgrenze
- Außergewöhnliche Zeichnungsschärfe
- Niedrige Endhärte
- Gute Hydrophilie



Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909568
2 Kartuschen à 50 ml	
4 Automix Tips Green 1:1	
4 Intraoral Tips Transparent	REF 909830

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909569
8 Kartuschen à 50 ml	
20 Automix Tips Green 1:1	
20 Intraoral Tips Transparent	REF 909834

Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
50 Intraoral Tips Transparent	REF 909400
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

Honigum Heavy



Vorabformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Überabformungen aller Art (z. B. für Implantate)

Produktvorteile

- Besonders hohe Endhärte
- Angenehmer Einbringwiderstand
- Sehr gutes Fixationsvermögen
- Leichte und sichere Entnahme
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität



Packung

1 Kartusche à 380 ml, 10 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909537
Honigum Heavy Fast	REF 909638
2 Kartuschen à 50 ml, 4 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909766
Honigum Heavy Fast	REF 909838

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml, 50 MixStar Tips White	
Honigum Heavy	REF 909538
Honigum Heavy Fast	REF 909637
8 Kartuschen à 50 ml, 16 Automix Tips Green 1:1	
Honigum Heavy	REF 909837
Honigum Heavy Fast	REF 909839

Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Green 1:1	REF 909490
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394



Honigum Putty



Präzisions-Abformmaterial in Putty-Konsistenz auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

Produktvorteile

- Echte Putty-Konsistenz aus der DMG MixStar-Kartusche oder von Hand formbar
- Sehr gute Erhärtung bereits ab Mischbeginn
- Sehr gute Reißfestigkeit
- Einzigartige Snap-Set-Technologie (lange Verarbeitungszeit und kurze Mundverweildauer)
- Hervorragendes Rückstellvermögen
- Sehr gute Dimensionsstabilität



Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips Blue	REF 919374
2 Dosen à 450 ml	
Honigum Putty Soft	REF 919364
Honigum Putty Soft Fast	REF 919365
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919366

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips Blue	REF 919375
8 Dosen à 450 ml	
Honigum Putty Soft	REF 919369
Honigum Putty Soft Fast	REF 919370
Honigum Putty Rigid Fast	REF 919371

Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips Blue	REF 903334
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394

Silagum Light



Bewährtes Korrekturmateriale auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

Produktvorteile

- Gute Hydrophilie
- Fließfreudige Viskosität
- Zwei Geschwindigkeiten: normal- und schnelhärtend



Packung

2 Kartuschen à 50 ml, 12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909713
Silagum Light Fast	REF 909714

Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml, 50 Automix Tips Yellow 1:1	
50 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Light	REF 909715
Silagum Light Fast	REF 909720

Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201



Silagum Medium



Mittelviskoses Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Unterfütterungs- und Funktionsabformungen, Druckstellenermittlung

Produktvorteile

- Ausgezeichnetes Anfließverhalten
- Gute Standfestigkeit
- Normal- und schnellhärtend



Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
12 Automix Tips Yellow 1:1	
12 Intraoral Tips Yellow	
Silagum Medium	REF 909716
Silagum Medium Fast	REF 909717

Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201

Silagum Mono



Monophasen-Abformmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen, Funktionsabformungen

Produktvorteile

- Aufzeichnung feiner Details durch ausgezeichnetes Fließverhalten
- Einfache und präzise Direktapplikation durch Intraoral Tips
- Standfest im Löffel und auf der Präparation



Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
4 Automix Tips Yellow 1:1	
4 Intraoral Tips Yellow	REF 909718

Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	
16 Automix Tips Yellow 1:1	
16 Intraoral Tips Yellow	REF 909719

Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 909507
50 Automix Tips Yellow 1:1	REF 909200
50 Intraoral Tips Yellow	REF 909201



Silagum Putty



Vorabformmaterial auf Basis von A-Silikonen

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

Produktvorteile

- Leicht dosierbar
- Ausgezeichnetes Rückstellvermögen
- Leichte Entnahme aus dem Mund
- Ausgezeichnet knetbar
- Sehr gute Dimensionsstabilität
- Besonders geeignet für die Zweiphasen-Abformung mit Silagum Light/Fast



Packung

1 Dose à 262 ml Basispaste	
1 Dose à 262 ml Katalysatorpaste	
Silagum Putty	REF 909018
Silagum Putty Fast	REF 909037
Silagum Putty Soft	REF 909019

Vorteilspackung

4 Dosen à 262 ml Basispaste	
4 Dosen à 262 ml Katalysatorpaste	
Silagum Putty	REF 909405
Silagum Putty Fast	REF 909038
Silagum Putty Soft	REF 909036

8 Dosen à 262 ml Basispaste	
8 Dosen à 262 ml Katalysatorpaste	
Silagum Putty	REF 909420
Silagum Putty Soft	REF 909485

Zubehör

1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394
-------------------------------------	------------

Silagum Putty Soft



Vorabformmaterial auf Basis von A-Silikonen

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenabformungen, Inlay- und Onlayabformungen

Produktvorteile

- Hervorragende Dimensionsstabilität
- Gleichbleibend homogene, blasenfreie Materialqualität
- Einfaches, sauberes Handling
- Direkte Applikation in den Löffel



Packung

1 Kartusche à 380 ml	
10 MixStar Tips White	REF 909534

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 380 ml	
50 MixStar Tips White	REF 909535

Zubehör

1 MixStar eMotion 230 V Int.	REF 900480
50 MixStar Tips White	REF 909567
1 Flasche à 10 ml DMG Tray Adhesive	REF 909394



StatusBlue



Situationsabformmaterial auf Basis von A-Silikon
Anwendungsgebiete: Situationsabformungen, Abformungen für die Provisorienherstellung und die Fertigung von Tiefziehschienen, Gegenkieferabformungen

Produktvorteile

- Sehr hohe Dimensionsstabilität
- Sehr lange Lagerstabilität
- Mehrfach ausgießbar
- Kein lästiges Handanmischen
- Exzellentes Rückstellvermögen



Ausgießbar nach 10 Minuten

Packung

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1 Kartusche à 380 ml | |
| 10 MixStar Tips White | REF 909693 |
| 2 Kartuschen à 50 ml | |
| 4 Automix Tips Pink 1:1 | REF 909790 |

Vorteilspackung

- | | |
|--------------------------|------------|
| 5 Kartuschen à 380 ml | |
| 50 MixStar Tips White | REF 909694 |
| 8 Kartuschen à 50 ml | |
| 16 Automix Tips Pink 1:1 | REF 909791 |

Zubehör

- | | |
|----------------------------------|------------|
| 1 MixStar eMotion 230 V Int. | REF 900480 |
| 50 MixStar Tips White | REF 909567 |
| 1 Automix Dispenser Type 50 10:1 | REF 110411 |
| 25 Automix Tips Pink 1:1 | REF 909797 |



LuxaForm



Thermoplastisches Abformpolymer
Anwendungsgebiet: Abformungen für die Provisorienherstellung

Produktvorteile

- Kein Abformlöffel erforderlich
- Kein Anmischen
- Lagerstabil
- Keine Schmierschicht auf Bis-Acrylat-Provisorien
- Geruchlos



Packung

72 Tabletten

REF 110415



DMG Retraction Paste



Adstringierende Retraktionspaste

Anwendungsgebiete: Temporäre marginale Gingivaretraktion und Trockenlegung des Sulkus

Produktvorteile

- Individuell biegbare Compule für einfachste Applikation
- Optimale Konsistenz – optimale Ergebnisse
- Gute Sichtbarkeit im Sulkus
- Schnell, einfach, effizient



Packung

25 Compulen à 0,37 g

REF 919381

Zubehör

1 Safetip Dispenser
1 Safetip Dispenser Pro

REF 213122
REF 220829

LuxaBite



Bissregistriermaterial auf Bis-Acrylat-Basis

Anwendungsgebiete: Fixation von Abformpfosten bei Implantatabformungen, Bissregistrierung

Produktvorteile

- Härtestes Bissregistriermaterial (Barcol-Härte 25 nach einer Stunde)
- Kein Federn bei der Reposition auf dem Modell
- Geschmacks- und geruchsneutral
- Hervorragende Standfestigkeit
- Ausgezeichnet fräsbar



Packung

1 Kartusche à 50 ml
15 Automix Tips Yellow 10:1

REF 110560

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 50 ml
75 Automix Tips Yellow 10:1

REF 110558

Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 1:1
25 Automix Tips Yellow 10:1

REF 110411
REF 110609



O-Bite Scan



Scanbares Bissregistriermaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Bissregistriermaterial, Material zur Applikation auf Bissgabeln bei Gesichtsbögen, Schlüsselmaterial z. B. für intraorale Stützstiftregistrare

Produktvorteile

- Scanbar
- Extrem hohe Endhärte und sehr gute Bruchstabilität
- Minimaler Bisswiderstand
- Fruchtig-frischer Orangenduft
- Einfach und exakt für digitalen Workflow nutzbar – ohne Anschaffung kostenintensiver Technik
- Leichte Handhabung, keine Vorbehandlung mit Puder oder Spray



Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
12 Automix Tips Pink 1:1	REF 919017

Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 919018

Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
50 Conturation Tips	REF 909203

O-Bite



Bissregistriermaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiete: Bissregistriermaterial, Material zur Applikation auf Bissgabeln bei Gesichtsbögen, Schlüsselmaterial z. B. für intraorale Stützstiftregistrare

Produktvorteile

- Eines der härtesten Bissregistriermaterialien unter den A-Silikon
- Sehr gute Bruchstabilität
- Fruchtig-frischer Orangenduft
- Minimaler Bisswiderstand
- Schnellhärtend



Packung

2 Kartuschen à 50 ml	
12 Automix Tips Pink 1:1	REF 909765

Vorteilspackung

8 Kartuschen à 50 ml	
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909767

Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 1:1	REF 909507
50 Automix Tips Pink 1:1	REF 909202
50 Conturation Tips	REF 909203



Silagum Comfort



Dauerhaft weichbleibendes Unterfütterungsmaterial auf Basis von A-Silikon

Anwendungsgebiet: Unterfütterung für totale, partielle und implantatgetragene Prothesen

Produktvorteile

- Sehr guter Haftverbund zur Prothese
- Dauerhaft weichbleibend
- Hohe Reißfestigkeit
- Neutraler Geruch und Geschmack
- Anwenderfreundliches Handling
- Hohe Ästhetik durch Farbstabilität



Starter Pack

- 1 Kartusche à 25 ml
 - 1 Automix Dispenser
 - 5 Automix Tips Yellow 1:1
 - 1 Flasche à 5 ml Primer
 - 2 Flaschen à 10 ml Varnish
 - 25 Pinsel
 - 5 Schleifer
 - 1 Halter
- REF 909087

Nachfüllpackung

- 1 Kartusche à 25 ml
 - 5 Automix Tips Yellow 1:1
- REF 909088
- 2 Flaschen à 10 ml Varnish
- REF 909089
- 1 Flasche à 5 ml Primer
- REF 909090
- 1 Kartusche à 50 ml
 - 12 Automix Tips Pink 1:1
- REF 909951

Vorteilspackung

- 8 Kartuschen à 50 ml
- REF 909950

Zubehör

- 1 Automix Dispenser Type 25 1:1
 - 1 Automix Dispenser Type 50 1:1
 - 50 Automix Tips Yellow 1:1
 - 50 Automix Tips Pink 1:1
 - 1 Silicone Trimming Set
 - 25 Schleifer
 - 1 Halter
- REF 110253
REF 909507
REF 909200
REF 909202
REF 909047

LuxaPick-up



Selbsthärtendes Unterfütterungscomposite

Anwendungsgebiete: Direkte harte Unterfütterung von Zahnersatz, Fixierung von Sekundärteilen und Verbindungselementen in implantatgetragenen Prothesen

Produktvorteile

- Direkte harte Unterfütterung von Zahnersatz
- Fixierung von Sekundärteilen und Verbindungselementen in implantatgetragenen Prothesen
- Besonders biokompatibel: ohne MMA, ohne Peroxid
- Spannungsfreier, zuverlässiger Halt
- Direkte Chairside-Anwendung
- Auch für Prothesenreparaturen und die Individualisierung von Interimzahnersatz geeignet

Besonderheit

Luxatemp Glaze & Bond für optimalen Haftverbund und zuverlässige Versiegelung (siehe Seite 35)



Packung

- 1 Kartusche à 76 g
 - 15 Automix Tips Blue 10:1
- REF 214007

Zubehör

- 45 Automix Tips Blue 10:1
 - 1 Automix Dispenser Type 50 10:1
- REF 110409
REF 110411



MixStar eMotion

2017
REALITY
Four Star Award
★★★★



Mischgerät
Mischgerät zur Durchmischung von Abformmaterialien

- Produktvorteile**
- Vollautomatisch
 - 3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen wählbar
 - 2 Timer für die Verarbeitungszeit und Mundverweildauer
 - Einfaches Handling
 - Mit Schlauchbeuteln und Kartuschen nutzbar



Handelsform
1 MixStar eMotion 230 V Int. REF 900480

DMG Tray Adhesive



Löffeladhäsiv für alle A-Silikone
Anwendungsgebiet: Löffeladhäsiv für den Verbund von A-Silikonen mit Metall- und Kunststofflöffeln

- Produktvorteile**
- Sehr guter Haftverbund von Abformmaterial auf Basis von A-Silikonen und Abformlöffel
 - Leicht aufzubringen und einfach im Handling
 - Kurze Einwirkzeit nach Applikation
 - Optische Kontrolle durch blaue Farbe



Packung
1 Flasche à 10 ml REF 909394

Vorteilspackung
10 Flaschen à 10 ml REF 909396



Temporäre Prothetik

Provisorien

Provisorische Reparatur

Oberflächenversiegelung

Provisorische Befestigung





Luxatemp Star



Hochstabiles provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis

Anwendungsgebiete: Provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen, Veneers und Langzeitprovisorien

Produktvorteile

- Für besonders stabile und ästhetische Provisorien mit höchsten Ansprüchen
- Deutlich höhere Bruch- und Biegefestigkeit
- Verbesserte Initialhärte
- Schnelleres Erreichen der Endhärte
- Größte Stabilität und Langlebigkeit
- Ausgezeichnete Ästhetik und Langzeit-Farbtreue
- Gewohnt präzise Passform mit ausgezeichneter Adaption
- Ideal für Anfertigung von Mock-Ups



Packung

1 Smartmix Syringe à 15 g, 10 Smartmix Tips Green-Blue	
Farbe A2	REF 110901
Farbe A3	REF 110902
Farbe B1	REF 110904
Farbe Bleach Light	REF 110905

1 Kartusche à 76 g, 15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110906
Farbe A2	REF 110907
Farbe A3	REF 110908
Farbe A3.5	REF 110909
Farbe B1	REF 110910
Farbe Bleach Light	REF 110911

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 76 g, 75 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110954
Farbe A2	REF 110912
Farbe A3	REF 110913

Zubehör

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
1 Automix Plunger Type 50 10:1	REF 110412
50 Smartmix Tips Green	REF 110724

Luxatemp Fluorescence



Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis mit natürlicher Fluoreszenz

Anwendungsgebiete: Provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen und Veneers

Produktvorteile

- Für natürlich ästhetische Provisorien
- Geringer Polymerisationsschrumpf
- Hohe Bruch- und Abrasionsfestigkeit
- Hervorragende Farbstabilität
- Geringes Allergiepötenal
- Geeignet für Langzeitprovisorien



Packung

1 Smartmix Syringe à 15 g, 10 Smartmix Tips Green-Blue	
Farbe A1	REF 110718
Farbe A2	REF 110719
Farbe A3	REF 110720
Farbe A3.5	REF 110721
Farbe B1	REF 110722
Farbe Bleach Light	REF 110723

1 Kartusche à 76 g, 15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110585
Farbe A2	REF 110586
Farbe A3	REF 110710
Farbe A3.5	REF 110587
Farbe B1	REF 110588
Farbe Bleach Light	REF 110589

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 76 g, 75 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A2	REF 110712
Farbe A3	REF 110713

Zubehör

50 Smartmix Tips Green-Blue	REF 110990
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
1 Automix Plunger Type 50 10:1	REF 110412



Luxatemp Plus



Provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis

Anwendungsgebiete: Provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen und Veneers

Produktvorteile

- Bewährter Klassiker für sofort präzise passende Provisorien
- Einfache, schnelle Applikation direkt in die Situationsabformung
- Provisorien gelingen auf Anhieb
- Verlässlich hohe Passgenauigkeit
- Optimale Abrasionsfestigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Sehr gute Biokompatibilität



Starter Pack

1 Kartusche à 76 g	
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	
15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A2	REF110400

Packung

1 Tube Basispaste à 106 g, Farbe A2	
1 Tube Katalysatorpaste à 6 g	
1 Mischblock	
1 Spatel	
1 Applikationsspritze	REF 110111
1 Tube Katalysatorpaste à 6 g	REF 110162

Nachfüllpackung

1 Kartusche à 76 g, 15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110401
Farbe A2	REF 110402
Farbe A3.5	REF 110403
Farbe B1	REF 110404
Farbe Bleach Light	REF 110368

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 76 g, 75 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110405
Farbe A2	REF 110406
Farbe A3.5	REF 110407

Zubehör

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411

Luxatemp Solar



Dualhärtendes provisorisches Kronen- und Brückenmaterial auf Bis-Acrylat-Basis

Anwendungsgebiete: Provisorische Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Teilkronen und Veneers

Produktvorteile

- Lichthärtende Variante des bewährten Klassikers
- Aushärtungszeitpunkt selbst bestimmbar
- Leichtere Entnahme des Provisoriums durch verlängerte elastische Phase
- Kein Einreißen von Unterschnitten
- Hohe Endhärte sofort nach dem Belichten
- Speziell geeignet für vielgliedrige Arbeiten



Packung

1 Kartusche à 76 g, 15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A2	REF 110360

Vorteilspackung

5 Kartuschen à 76 g, 75 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A2	REF 110361

Zubehör

45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409
1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411



LuxaFlow Star



Fließfähiges, lichthärtendes Composite

Anwendungsgebiete: Erweiterung und Reparatur von Bis-Acrylat-Provisorien; kleine Füllungen der Kavitätenklassen III, IV und V; minimalinvasive Füllungen; Unterfüllungen

Produktvorteile

- Natürliche Fluoreszenz
- Sehr gute Polierbarkeit
- Luer-Lock Tips für exakte, direkte Applikationen
- Fließend während und standfest nach der Applikation
- Röntgenopak



Starter Pack

4 Spritzen à 1,5 g, 20 Luer-Lock Tips Black
Farben: A1, A2, A3.5, B1 REF 214000

Nachfüllpackung

2 Spritzen à 1,5 g, 10 Luer-Lock Tips Black
Farbe A1 REF 214001
Farbe A2 REF 214002
Farbe A3 REF 214003
Farbe A3.5 REF 214004
Farbe B1 REF 214005

Zubehör

60 Luer-Lock Tips Black REF 211477

Luxatemp Glaze & Bond



Lichthärtender Lack zur Oberflächenversiegelung und Reparatur von provisorischen Kronen und Brücken

Anwendungsgebiete: Oberflächenversiegelung und Reparatur von provisorischen Kronen und Brücken, Primer/ Haftvermittler für indirekte Restaurationen aus PEEK/ Composite und PMMA

Produktvorteile

- Hochglanz ohne Politur
- Sehr gute Haftvermittlung zu Reparaturmaterialien
- Hohe Abrasionsfestigkeit
- Geringe Oberflächenrauigkeit



Packung

1 Flasche à 5 ml
25 Pinsel REF 211927

Zubehör

50 Pinsel REF 110041



TempoCem ID



Ästhetischer, transparenter, provisorischer Befestigungszement

Anwendungsgebiete: Temporäre Befestigung von provisorischen und semi-permanenten Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers, implantat-getragenen Übergangsprothesen

Produktvorteile

- Unsichtbar unter der Restauration
- Feststellbar für einfache, sichere Überschussentfernung in einem Stück
- Optimale Transparenz für höchste ästhetische Ergebnisse
- Optimale Adhäsion, einfache Entfernbarkeit
- Nutzerfreundliche, einfache Anwendung
- Temporäre Befestigung, semi-permanente Zuverlässigkeit



Packung

1 Smartmix Syringe à 5 ml
20 Smartmix Tips Green REF 213200

Zubehör

50 Smartmix Tips Green REF 110724





TempoCem NE



Eugenolfreier, provisorischer Befestigungszement auf Zinkoxidbasis

Anwendungsgebiete: Temporäre Befestigung von provisorischen und permanenten Kronen, Brücken, Inlays und Onlays

Produktvorteile

- Universell einsetzbar
- Keine Beeinflussung harzbasierter Restaurativ-Materialien
- Direkte Applikation in das Provisorium
- Guter Haftverbund bei gleichzeitig leichter Entfernbarkeit des Provisoriums
- Überschüssiger Zement lässt sich leicht und sauber ablösen
- Hohe Passgenauigkeit durch geringe Filmdicke
- Reduktion von postoperativen Schmerzen



Packung

2 Smartmix Syringes à 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212104
1 Kartusche à 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110272

Zubehör

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

TempoCem



Eugenolhaltiger, provisorischer Befestigungszement auf Zinkoxidbasis

Anwendungsgebiete: Temporäre Befestigung von provisorischen und permanenten Kronen, Brücken, Inlays und Onlays; temporäre Befestigung von implantatgetragenen Zahnersatz

Produktvorteile

- Beruhigende Wirkung durch Eugenol
- Direkte Applikation in das Provisorium
- Optimale Haftung und Entfernbarkeit
- Überschüsse lassen sich leicht entfernen



Packung

2 Smartmix Syringes à 5 ml	
20 Smartmix Tips Short	REF 212129
1 Kartusche à 25 ml	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110247

Zubehör

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253



Permanente Prothetik

Semi-permanente Versorgung
Befestigungszemente



LuxaCrown



Bis-Acrylat-Composite für langzeitstabile Hochleistungsprovisorien

Anwendungsgebiete: Kronen- und Brückenversorgungen: zur Wiederherstellung der anatomischen Form, um den verbleibenden Zahn dauerhaft zu schützen; zur Wiederherstellung der Kaufunktion; für ästhetische Korrekturen

Produktvorteile

- Zuverlässig langzeitstabil
- Vielfältige Anwendungsgebiete
- Prothetische Versorgungen in einer Sitzung
- Exzellente Bruchzähigkeit und Biegefestigkeit
- Ideale Hochglanzpolierbarkeit
- Optimale Aushärtezeit
- Einfache Verarbeitung



Packung

1 Kartusche à 50 ml, 15 Automix Tips Blue 10:1	
Farbe A1	REF 110970
Farbe A2	REF 110971
Farbe A3	REF 110972
Farbe A3,5	REF 110973
Farbe B1	REF 110974
Farbe B3	REF 110975
Farbe C2	REF 110976
Farbe D2	REF 110977

Zubehör

1 Automix Dispenser Type 50 10:1	REF 110411
1 Automix Plunger 50 10:1	REF 110412
45 Automix Tips Blue 10:1	REF 110409



PermaCem Universal



Adhäsiver, dualhärtender Composite-Befestigungszement

Anwendungsgebiete: permanente Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Veneers, Wurzelstiften und Restaurationen auf Implantat-Abutments

Produktvorteile

- Universal ohne Kompromisse
- Universeller Einsatz – vielseitig verwendbar bei Silikat- und Oxidkeramik sowie Metall und Compositen
- Belegter Einsatz bei allen gängigen CAD/CAM Materialien verwendbar
- Erstklassige Ästhetik in fünf Farben mit passenden Try-in Paste
- Starke Haftkraft über alle Bereiche
- Hohe Abrasionsbeständigkeit für eine zuverlässig gute Randqualität und Langlebigkeit der Restauration
- Einfache, stressfreie Überschussentfernung in einem Stück

Perfekter Partner für beste Haftung: LuxaBond Universal (Seite 14)



Packung

1 Smartmix Syringe à 9 g, 10 Smartmix Tips Short	
Farbe A1	REF 213401
Farbe A2.5	REF 213402
Farbe A4	REF 213403
Farbe Transparent	REF 213404
Farbe Bleach Light	REF 213405

Zubehör

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
------------------------	------------

PermaCem 2.0



Selbstadhäsiver, dualhärtender Composite-Befestigungszement

Anwendungsgebiete: Permanente Befestigung von Inlays, Onlays, Kronen, Brücken und Wurzelstiften, permanente Befestigung von Kronen und Brücken auf Implantat-Abutments

Produktvorteile

- Einer für alles
- Zeitsparende, einfache Anwendung ohne Ätzen und Bonden
- Sicherer Halt an Zahn und Restauration
- Feuchtigkeitstolerant
- Herausragende Haftwerte auf Zirkon-, Silikat- und Oxidkeramik
- Minimale Wasseraufnahme
- Optimale Konsistenz
- Außergewöhnliche Fließfähigkeit unter Druck
- Einfachste, stressfreie Überschussentfernung
- Hervorragende Röntgenopazität



Packung

1 Smartmix Syringe à 9 g	
15 Smartmix Tips Short, 5 Smartmix Tips Endo M	
Farbe Transparent	REF 213368
Farbe A2 Universal	REF 213366
Farbe A3 Opaque	REF 213367

Vorteilspackung

3 Smartmix Syringes à 9 g, 45 Smartmix Tips Short	
15 Smartmix Tips Endo M	
Farbe Transparent	REF 213382
Farbe A2 Universal	REF 213380
Farbe A3 Opaque	REF 213381

Zubehör

50 Smartmix Tips Short	REF 212040
20 Smartmix Tips Endo M	REF 213373



PermaCem Dual



Adhäsiver, dualhärtender Befestigungszement
Anwendungsgebiete: Permanente Befestigung, z. B. von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays

Produktvorteile

- Verkürzte Aushärtung durch Lichthärtung
- Universell verwendbar
- Auch für Vollkeramik geeignet
- Unlöslich in feuchtem Milieu
- Geringe Filmdicke für hohe Passgenauigkeit
- Leichte Überschussentfernung
- Kontinuierliche Fluoridfreigabe



Packung	
2 Smartmix Syringes à 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212035
1 Kartusche à 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110524
Zubehör	
50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253

PermaCem



Adhäsiver, selbsthärtender Befestigungszement
Anwendungsgebiete: Permanente Befestigung, z. B. von Kronen, Brücken, Inlays und Onlays

Produktvorteile

- Selbsthärtend
- Universell verwendbar
- Auch für Vollkeramik geeignet
- Unlöslich in feuchtem Milieu
- Geringe Filmdicke für hohe Passgenauigkeit
- Leichte Überschussentfernung
- Kontinuierliche Fluoridfreigabe



Packung	
2 Smartmix Syringes à 10 g	
20 Smartmix Tips Short	REF 212034
1 Kartusche à 52 g	
35 Automix Tips Blue 1:1	REF 110293
Zubehör	
50 Smartmix Tips Short	REF 212040
100 Automix Tips Blue 1:1	REF 110267
50 Automix Tips Blue 1:1	REF 110266
1 Automix Dispenser Type 25 1:1	REF 110253



Vitique



2018
REALITY
Four Star Award
★★★★

DA
DENTAL ADVISOR
++++

Adhäsives, lichthärtendes Befestigungscomposite für Veneers

Anwendungsgebiet: Definitive, hochästhetische Befestigung von Veneers aus Keramik oder Composite

Produktvorteile

- Hochwertiges Komplettsystem für die Veneer-Zementierung
- Hervorragende Farbgebung und Farbauswahl
- Exakte Farbübereinstimmung zwischen Try-in Paste und Zement
- Besonders leichte Überschussentfernung
- Hohe Farbstabilität
- Praxisnahe Anwendungsunterstützung



Cementation System

3 Spritzen à 6 g Esthetic Resin Cement, Farben: A2.5, B1, TR
3 Spritzen à 3,9 g Try-in Paste, Farben: A2.5, B1, Transparent
1 Spritze à 2 ml DMG Etching Gel, 1 Flasche à 5 ml TECO
1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Adhesive
1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Activator
Zubehör REF 213080

Cementation Kit

3 Spritzen à 6 g Esthetic Resin Cement, Farben: A2.5, B1, TR
3 Spritzen à 3,9 g Try-in Paste, Farben: A2.5, B1, Transparent
50 Veneer Tips REF 213081

Accessory Kit

1 Spritze à 2 ml DMG Etching Gel, 1 Flasche à 5 ml TECO
1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Adhesive
1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Activator
Zubehör REF 213082

Nachfüllpackung

1 Spritze à 6 g Esthetic Resin Cement, 10 Veneer Tips
Farbe A1 REF 213038
Farbe A2.5 REF 213039
Farbe A4 REF 213040
Farbe B1 REF 213041
Farbe Bleach Light REF 213042
Farbe Transparent REF 213043
Farbe White REF 213044
Farbe Pink REF 213045

1 Spritze à 3,9 g Try-in Paste, 10 Veneer Tips
Farbe A1 REF 213048
Farbe A2.5 REF 213049
Farbe A4 REF 213050
Farbe B1 REF 213051
Farbe Bleach Light REF 213052
Farbe Transparent REF 213053
Farbe White REF 213054
Farbe Pink REF 213055

Zubehör

100 Veneer Tips REF 213057

Vitique Silane



Haftvermittler zwischen Keramik und Befestigungscomposite

Anwendungsgebiet: Konditionierung silikatischer Keramikoberflächen

Produktvorteile

- Zuverlässiger Haftverbund
- Mischungsverhältnis 1:1
- Für jede Anwendung eine frische Mischung aufgrund der zwei Komponenten



Packung

1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Adhesive
1 Flasche à 3 ml Vitique Silane Activator
50 Pinsel
1 Pinselhalter

REF 213118



Tabellen und Übersichten

Welches Material wofür?

Technische Daten

Dispenser und Applikationstips

Index





Prävention und Infiltration

Welches Material wofür?

		Flairesse Paste	Flairesse Gel	Flairesse Foam	Flairesse Varnish	Icon Approximal	Icon Vestibular
Reinigung		■					
Remineralisierung			■	■			
Fluoridierung					■		
Dentinempfindlichkeit					■		
Karies – intakte Oberfläche	E1	■	■	■	■	■	■
	E2	□	□	□	■	■	■
	D1					■	■
Ästhetisch	Fluorose						■
	Kariogene White Spots						■
	Idiopathisch bedingte Spots						■
	Traumatisch bedingte Spots						■

■ ■ Anwendung sehr empfehlenswert

□ □ Anwendung bedingt empfehlenswert



Direkte Versorgung: Restaurative

Welches Material wofür?

	Constic	Ecosite Bulk Fill	Ecosite Elements	EcuSphere Shape	EcuSphere Carat	EcuSphere Flow	Ionosit Baseline	LuxaCore Z Dual
Klasse I	■	■	■	■	■	■		
Klasse II		■	■	■	■			
Klasse III	■		■	■	■	■		
Klasse IV			■	■	■	■		
Klasse V	■	■	■	■	■	■		
Direkte Inlays/Onlays			■		■			
Direkte Veneers			■					
Milchzähne	■	■	■			■		
Fissurenversiegler	■	■	■			■		
Liner	■		■			■	■	
Wurzelkaries	■		■			■		
Tunnelpräparationen	■		■			■		
Minimalinvasiv	■		■			■		
Reparatur von Provisorien	■		■			■		
Stumpfaufbau		■	■			■		■
Materialklasse	Composite	Nano Hybrid-Composite	Nano Hybrid-Composite	Hybrid-Composite	Hybrid-Composite	Composite	Compomer	Composite
Anzahl der Farben	6	3		12	4	4	1	3
Farbe	A1, A2, A3, A3.5, B1, Opaque White	Light, Universal, Contrast	B1, A2, A3, A3.5, A4, EB, EL, EM, ED, OA2 und INC, W/ß	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1	A1, A2, A3, A3.5	A1, A2, A3, A3.5	B2	Opaque Light, A3, Blau
Polymerisationszeit	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	20 s	40 s
Lichthärtend	■	■	■	■	■	■	■	■
Selbsthärtend								■
Röntgenopak	■	■	■	■	■	■	■	■
Applikation	2 g Luer-Lock Spritze	4 g Spritze 0,25 g Safetip	4 g Spritze 0,25 g Safetip	3 g Spritze 0,3 g Safetip	3 g Spritze 0,3 g Safetip	1,5 g Luer-Lock Spritze	0,33 g Saferinge 1,5 g Luer-Lock Spritze	9 g Smartmix Syringe 48 g Automix Kartusche



Direkte Versorgung: Haftvermittler

Welches Material wofür?

		LuxaBond Total Etch	LuxaBond Universal	Ecosite Bond	Contax	Contax + Activator
Technik	Total-Etch	■	■	■		
	Self-Etch		■	■	■	■
Zur adhäsiven Befestigung von	lichthärtenden Restaurativen	■	■	■	■	
	selbst- und dualhärtenden Restaurativen	■	■			■
Aushärtemodus des Adhäsivs	Lichthärtung			■	■	■
	Dualhärtung	■	■			
Verwendung mit DMG Produkten	Ecosite Elements	■	■	■	■	
	Ecosite Bulk Fill	■	■	■	■	
	EcuSphere	■	■	■	■	
	Ionosit Baseline	■	■	■	■	
	Vitique	■	■	■	■	
	PermaCem	■	■			■
	PermaCem Dual	■	■			■
	PermaCem Universal	■	■			
LuxaCore Z Dual	■	■			■	
Direkte Versorgung	Stumpfaufbau	■	■	■		■
	Direkte Füllungstherapie	■	■	■	■	■
	Befestigung von Veneers		■			
	Wurzelkanal	■	■			
	Befestigung indirekter Restaurationen	■	■		■	■



Prothetische Versorgung: temporär und semi-permanent

Welches Material wofür?

	Luxatemp Star	Luxatemp Fluorescence	Luxatemp Plus	Luxatemp Solar	LuxaFlow Star	Luxatemp Glaze & Bond	LuxaCrown
Provisorische Kronen und Brücken	■	■	■	■			
Provisorische Inlays und Onlays	■	■	■	■			
Provisorische Teilkronen	■	■	■	■			
Provisorische Veneers	■	■	■	■			
Langzeitprovisorien	■	■	■	■			■
Semi-permanente Kronen und Brücken							■
Komplexe langzeit-temporäre Versorgungen							■
Erweiterung und Reparatur von Bis-Acrylat-Provisorien					■		
Kleine Füllungen der Kavitätenklassen III, IV, V					■		
Minimalinvasive Füllungen					■		
Unterfüllungen					■		
Oberflächenversiegelung						■	
Reparatur von provisorischen Kronen und Brücken					■	■	
Materialklasse	Bis-Acrylat	Bis-Acrylat	Bis-Acrylat	Bis-Acrylat	Composite	1-Komp.-Mat. auf Basis von multifunktionellen Methacrylaten	Semi-permanentes Composite



Zemente: temporär und permanent

Welches Material wofür?

	PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	PermaCem Dual	Vitique	LuxaCore Z Dual	TempoCem NE	TempoCem	TempoCem ID
Permanent	■	■	■	■	■	■			
Langzeit-temporär									■
Temporär							■	■	■
Indikationen	Kronen/Brücken	■	■	■			■	■	■
	Inlays/Onlays	■	■	■			■	■	■
	Veneers		■			■			■
	Wurzelstifte	■	■			■			
	Implantatabutments	■	■				■		■
Befestigung	adhäsiv		■	■	■	■			
	selbstadhäsiv	■							
	retentiv						■	■	■
Materialklasse	Composite	■	■		■	■			■
	Compomer			■					
	Zinkoxid						■	■	
Härtemodus	Lichthärtend	■	■		■	■			■
	Selbsthärtend	■	■	■	■	■	■	■	■
Anzahl der Farben	3	5	1	1	8	3	1	1	1
	A2 Universal, A3 Opaque, Transparent	A1, A2.5, A4, Transparent, Bleach Light			A1, A2.5, A4, B1, BL, TR, White, Pink	Opaque Light, A3, Blau			



Zemente: temporär und Permanent

Welches Material wofür?

		PermaCem 2.0	PermaCem Universal	PermaCem	Vitique	TempoCemNE	TempoCem	TempoCem ID
Metall/metallbasiert	Inlays	■	□	□		■	■	■
	Onlays	■	□	□		□	□	■
	Kronen/Brücken	■	□	□		■	■	■
	Wurzelstifte	■						
	auf Implantat-Abutments	■					□	■
Silikatkeramiken (z. B Lithiumdisilikat, Feldspat)	Inlays	□	□	□		■	■	■
	Onlays	□	□	□		□	□	■
	Kronen/Brücken	■	□	□		■	■	■
	Veneers		□	□	■			■
Oxidkeramik (Zirkonoxid/ Aluminiumoxid)	Kronen/Brücken	■	□	□		■	■	■
	Wurzelstifte	■						
	auf Implantat-Abutments	■					□	■
Composite- Restaurationen	Inlays	□	□	□		■	■	■
	Onlays	□	□	□		□	□	■
	Kronen	■				■	■	■
	Wurzelstifte	■						
	Veneers		□	□	■			■

■ ■ ■ Anwendung sehr empfehlenswert
 □ □ □ Anwendung bedingt empfehlenswert



Abformung

Welches Material wofür?

	Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty	Honigum Light	Honigum Mono	Honigum Heavy	Honigum Putty	Silagum Light	Silagum Medium	Silagum Mono	Silagum Putty	LuxaForm	StatusBlue
Kronen- und Brückenabformung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Inlay- und Onlayabformung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Implantatabformung			■				■							
Fixationsabformung			■				■							
Funktionsabformung		■				■				■	■			
Druckstellenermittlung		■				■				■				
Situationsabformung														■
Unterfütterungsabformung										■				
Abformung zur Provisorienherstellung													■	■
Abformung zur Fertigung von Tiefziehschienen														■
Gegenkieferabformung														■
Modellanfertigung														■





















Technische Daten Honigum Pro

		Honigum Pro Light	Honigum Pro Mono	Honigum Pro Heavy	Honigum Pro Putty
Viskosität		dünnefließend	mittelfließend	schwerfließend	schwerfließend
Abbindeverhalten	normalhärtend	■	■	■	■
	schnellhärtend	■	■	■	
Technik	Monophase		■		
	Doppelmisch	■	■	■	■
	Korrektur	■		■	■
Umspritzmaterial		■			
Einbringwiderstand	gering	■			
	mittel		■	■	■

		Honigum Pro															
		Light		Mono				Heavy				Putty					
		Fast		Fast		Fast		Fast		Fast		Soft		Fast		Rigid	
ml		50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	380	450x2	450x2	450x2		
Mischzeit [min]													00:30	00:30	00:30		
Intraorale Verarbeitungszeit [min]		≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30										
Verarbeitungszeit [min]		≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 1:45	≤ 3:15	≤ 1:45	≤ 1:45		
Mundverweildauer [min]		≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 2:00	≥ 3:15	≥ 3:15	≥ 1:45	≥ 1:45		
Dimensionsänderung 24 h [%]		≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5		
Druckverformungsrest [%]		≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,6	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5		
Shore-A-Härte		≈ 48	≈ 48	≈ 56	≈ 56	≈ 56	≈ 56	≈ 68	≈ 68	≈ 68	≈ 68	≈ 66	≈ 62	≈ 62	≈ 70		
Verformung unter Druck [%]		≈ 4,0	≈ 4,0	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 2,8	≈ 1,8	≈ 1,8	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,2	≈ 2,2	≈ 1,7		
Farbe																	



Technische Daten Honigum


	Honigum Light		Honigum Mono		Honigum Heavy				Honigum Putty			
												
		Fast				Fast		Fast		Soft	Soft Fast	Rigid Fast
ml	50	50	380	50	380	380	50	50	380	450×2	450×2	450×2
Mischzeit [min]										00:30	00:30	00:30
Verarbeitungszeit [min]	02:15	01:30	02:00	02:15	02:15	01:15	02:00	01:15	01:45	03:15	01:45	01:45
Mundverweildauer [min]	03:30	02:00	03:15	02:30	03:15	02:00	03:15	02:00	03:15	03:15	01:45	01:45
Dimensionsänderung 24 h [%]	≤0,5	≤0,5	≤0,4	≤0,4	≤0,4	≤0,4	≤0,4	≤0,4	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5
Druckverformungsrest [%]	≤0,35	≤0,35	≤0,7	≤0,7	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,6	≤0,5	≤0,5	≤0,5
Shore-A-Härte	≈47	≈47	≈47	≈47	≈67	≈67	≈67	≈67	≈66	≈62	≈62	≈70
Verformung unter Druck [%]	≈4,5	≈3,9	3,0-5,5	3,0-5,5	≈1,4	≈1,4	≈1,4	≈1,4	≈2,0	≈2,2	≈2,2	≈1,7
Farbe												




Automix Dispenser

Automix Tips


Dispenser für 25 ml Kartuschen im Mischungsverhältnis 1:1

 <p>Type 25 1:1 REF 110253</p>	geeignet für LuxaCore Z Dual Silagum Comfort	Automix Tips Yellow 1:1 50 × REF 909200	Intraoral Tips Yellow* 50 × REF 909201
	geeignet für LuxaCore Z Dual	Automix Tips Endo L 20 × REF 110963	Endo Tips Yellow 50 × REF 212280
	geeignet für TempoCem TempoCem NE PermaCem PermaCem Dual	Automix Tips Blue 1:1 50 × REF 110266 100 × REF 110267	

Dispenser für 50 ml Kartuschen im Mischungsverhältnis 1:1

 <p>Type 50 1:1 REF 909507</p>	geeignet für Honigum Pro Light/Light Fast/Light Scan Honigum Light/Light Fast Silagum Light/Light Fast Silagum Mono Silagum Medium/Medium Fast	Automix Tips Yellow 1:1 50 × REF 909200	Intraoral Tips Yellow* 50 × REF 909201
	geeignet für Honigum Pro Mono Fast Honigum Pro Heavy/Heavy Fast Honigum Pro Scan Heavy Honigum Mono Honigum Heavy/Heavy Fast	Automix Tips Green 1:1 50 × REF 909490	Intraoral Tips Transparent 50 × REF 909400
	geeignet für O-Bite/O-Bite Scan Silagum Comfort	Automix-Tips Pink 1:1 50 × REF 909202	Conturation Tips 50 × REF 909203

Dispenser für 50 ml Kartuschen im Mischungsverhältnis 10:1 / 4:1

 <p>Type 50 10:1 REF 110411</p>	geeignet für Luxatemp Plus Luxatemp Solar Luxatemp Star Luxatemp Fluorescence LuxaCrown LuxaPick-up	Automix Tips Blue 10:1 45 × REF 110409	
	geeignet für LuxaBite	Automix Tips Yellow 10:1 25 × REF 110609	
	geeignet für StatusBlue	Automix Tips Pink 4:1 25 × REF 909797	

* nicht geeignet für Silagum Comfort



MixStar Tips

MixStar eMotion

Mischgerät 230 V Int. REF 900480



geeignet für
Honigum Pro Mono
Honigum Pro Heavy
Honigum Pro Heavy Fast
Honigum Pro Putty
Honigum Putty
Honigum Pro Scan Heavy

MixStar Tips Blue
50 x REF 903334



geeignet für
Honigum Mono
Honigum Heavy
Honigum Heavy Fast
Silagum Putty Soft
StatusBlue

MixStar Tips White
50 x REF 909567







Applikationstips



Für Spritzen und Smartmix

Smartmix Tips Green-Blue
REF 110990 (50 Stück)

	geeignet für Luxatemp Star Luxatemp Fluorescence		geeignet für TempoCem NE TempoCem PermaCem Universal PermaCem 2.0 PermaCem Dual PermaCem
---	--	--	--


Smartmix Tips Short
REF 212040 (50 Stück)

Smartmix Tips Combi
REF 212042 (jeweils 50 Stück)



	geeignet für LuxaCore Z Dual		geeignet für LuxaCore Z Dual
---	---------------------------------	--	---------------------------------

Smartmix Tips Combi
REF 212041 (jeweils 50 Stück)

Smartmix Tips Green
REF 110724 (50 Stück)



	geeignet für TempoCem ID		
---	-----------------------------	--	--

Smartmix Tips Endo M
REF 213373 (20 Stück)

	geeignet für PermaCem 2.0		geeignet für LuxaCore Z Dual
---	------------------------------	--	---------------------------------



Smartmix Tips Endo L
REF 213083 (20 Stück)

Veneer Tips
REF 213057 (100 Stück)

	geeignet für Vitique		geeignet für DMG Etching Gel
---	-------------------------	--	---------------------------------

Luer-Lock Tips White
REF 109942 (50 Stück)

Luer-Lock Tips Black
REF 211477 (60 Stück)

	geeignet für LuxaFlow Star Ionosit Baseline EcuSphere Flow		geeignet für Constic
---	---	--	-------------------------

Luer-Lock Tips Silver
REF 220712 (20 Stück)



DMG Symbole für Darreichungsformen



MixStar



Safetip



Tabletten



Automix



Retraction Paste



Dose I



Smartmix



Safetip Dispenser



Dose II



Parallelspritze



Single-use unit I



Tube



Spritze I



Single-use unit II



Flasche



Spritze II



Applicap



Saferinge



Wurzelstift

Stichwortverzeichnis

Applikationstips 55
 Automix Dispenser 53
 Constic 11
 Contax 16
 DeltaFil 13
 DMG Etching Gel 18
 DMG MiniDam 7
 DMG Retraction Paste 28
 DMG Tray Adhesive 31
 Ecosite Bond 15
 Ecosite Bulk Fill 11
 Ecosite Elements 10
 EcuSphere Carat 12
 EcuSphere Flow 12
 EcuSphere Shape 13
 Flairesse Gel/Foam 6
 Flairesse Paste 6
 Flairesse Varnish 7
 Honigum Heavy 23
 Honigum Light 22
 Honigum Mono 23
 Honigum Pro Heavy 21
 Honigum Pro Light 20

Honigum Pro Mono 20
 Honigum Pro Putty 21
 Honigum Pro Scan 22
 Honigum Putty 24
 Icon Proximal 8
 Icon Vestibular 8
 Ionosit Baseline 14
 LuxaBite 28
 LuxaBond Total Etch 15
 LuxaBond Universal 14
 LuxaCore Z Dual 16
 LuxaCore Z Post System 17
 LuxaCrown 39
 LuxaFlow Star 35
 LuxaForm 27
 LuxaPick-up 30
 LuxaPost 17
 Luxatemp Fluorescence 33
 Luxatemp Glaze & Bond 35
 Luxatemp Plus 34
 Luxatemp Solar 34
 Luxatemp Star 33
 MixStar eMotion 31

MixStar Tips 54
 O-Bite 29
 O-Bite Scan 29
 PermaCem 41
 PermaCem 2.0 40
 PermaCem Dual 41
 PermaCem Universal 40
 Safetip Dispenser 18
 Safetip Dispenser Pro 18
 Silagum Comfort 30
 Silagum Light 24
 Silagum Medium 25
 Silagum Mono 25
 Silagum Putty 26
 Silagum Putty Soft 26
 StatusBlue 27
 TempoCem 37
 TempoCem ID 36
 TempoCem NE 37
 Vitique 42
 Vitique Silane 42